

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование товара, работы, услуги	Количе- ство	Ед. измер.	Вид МИ	Наименование по КТРУ	Код позиции КТРУ	Характеристики товара, работы, услуги				
							Наименование характеристики	Значение характеристики	Ед. измер. Характери- стики	Инструкция	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, характеристик товара, работы, услуги
1	MAGNUM MG1522 Многооразовая автоматическая биопсийная система MAGNUM (C.R.Bard)	1	штука	143350	Пистолет биопсийный с режущим концом, многооразового использования	32.50.13.190-00007051	Назначение	Для проведения процедуры режущей (гипотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для обеспечения потребностей лечебного учреждения по проведению биопсии мягких тканей
							Длина	≤ 12	см	Указывают в заявке конкретное значение	Для удобного размещения в руке и обеспечения надежного и комфортного хвата.
							Ширина	≤ 3,5	см	Указывают в заявке конкретное значение	Для удобного размещения в руке и обеспечения надежного и комфортного хвата.
							Высота	≤ 3,5	см	Указывают в заявке конкретное значение	Для удобного размещения в руке и обеспечения надежного и комфортного хвата.
							Вес	≤ 250	гр	Указывают в заявке конкретное значение	Для обеспечения легкости медицинского изделия и удобства манипуляций
							Регулятор глубины проникновения в виде поворотного рычага с ротацией на 120°, имеющий 2 позиции – "15 мм" и "22 мм"	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для возможности выбора двух вариантов среза
							Предохранитель случайного выстрела в виде поворотного рычага с ротацией на 90°, имеющий 2 позиции - "F" - режим выстрела и "S" - безопасный режим	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для предотвращения случайного нажатия на спусковую кнопку
							Цветовой индикатор готовности системы к работе, имеющий 3 позиции - "белый" - пистолет не взведен, при вставленной игле выемка для образца закрыта, "белый-красный" - взведена канюля, выемка для образца открыта, "красный" - пистолет взведен, готов к работе, выемка для образца закрыта.	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для обеспечения удобного и простого взвода биопсийного пистолета
							Взводной механизм выполнен в виде слайдерного механизма, обеспечивающего поочередное сжатие двух пружин, осуществляющих управление канюлей и стилетом. Курок взвода расположен в нижней части системы рычага в нижней части корпуса системы, оснащен пальцевым упором.	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для обеспечения удобного и простого взвода биопсийного пистолета
							Спусковой механизм обеспечивает поочередный спуск обеих пружин с минимальным временным интервалом, позволяющим как получить качественный гистологический образец, так и обеспечить минимальную травматичность процедуры, а также исключить дискомфорт и болевые ощущения пациента. Выполнен в виде кнопки на проксимальной части корпуса	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для получения качественного гистологического образца, так и обеспечения минимальной травматичности процедуры

								Общая эргономика, расположение и конструкция					
								кнопки обеспечивают возможность проведения процедуры биопсии одной рукой	Наличие		может изменяться участником закупки	параллельного контроля процедуры биопсии под УЗИ-контролем	
								Упаковка: кейс с внутренними уплотнителями, картонная коробка, Инструкция по применению на русском языке	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для обеспечения хранения пистолета	
								Назначение	Игла для биопсии режущая, для проведения процедуры режущей (пильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для использования в соответствии с потребностями заказчика	
								Совместимость	С многоразовой биопсийной системой BARD MAGNUM, имеющейся у Заказчика		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для использования с оборудованием, имеющимся у заказчика	
								Комплектация: Канюля	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для быстрой и легкой пункции мягких тканей	
								Комплектация: Стиллет	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для быстрой и легкой пункции мягких тканей и осуществления забора биоптата	
								Комплектация: Направляющая-спейсер	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для установки иглы в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части	
								Комплектация: Защитный кожух	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для дополнительной защиты от повреждений	
								Диаметр иглы	14	G	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обусловлено анатомическими особенностями и областью забора биоптата	
								Длина иглы	≥190 ≤200	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обусловлено анатомическими особенностями и областью забора биоптата	
								Цветовая маркировка	зеленая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для быстрой и легкой идентификации	
								Возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником	Наличие		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для возможности проводить мультифокальную биопсию	
								Сантиметровые эхогенные метки на канюле иглы с шагом 10 мм	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для визуального контроля при введении	
								Ширина эхогенных меток	≥ 2	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для более точного наведения	
								Каждая пятая эхогенная метка с утолщением шириной 3,5 мм для более точного наведения иглы	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для более точного наведения	
								Коннектор для шприца	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для возможности присоединить шприц	
								Длина втулки канюли	≥ 21	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета	
								Ширина втулки канюли	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета	
								Высота втулки канюли	≥ 5	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета	
								Трехгранная лазерная заточка стилета	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для atraumatic пункции мягких тканей	
								Эхогенный наконечник стилета	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для визуального контроля при введении	
								Длина заборного лотка	≥ 19	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для захвата биопсийного образца	
								Длина колпачка стилета	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета	
								Ширина колпачка стилета	≥ 5	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета	
								Высота колпачка стилета	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета	
								Форма спейсера	Эргономичная, с двумя подвижными держателями и специальным крючком для фиксации защитного тубуса иглы		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает крепкий захват спейсера без возможности выпадения из рук	
2	MN 14x20 (для Magnum) MN1420 Игла для автоматической биопсийной системы Magnum 14Gx20cm (C.R.Bard)	10	штука	285010	Игла для биопсии мягких тканей, одноразового использования	32.50.13.110-00005166							

								Устройство спейсера позволяет установить иглу в пистолет, не					
								части, снимается после установки иглы в биопсийную систему до момента закрытия иглы	Соответствие		может изменяться участником закупки	Для установки иглы в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части	
								Подтверждение совместимости с пистолетом	Технической документацией и инструкцией на указанное оборудование		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	На основании пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ	
								Оригинальные иглы производства BARD Peripheral Vascular Inc	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	На основании пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ). В руководстве по эксплуатации Инструмента для проведения биопсии BARD Magnum на страницах 111-114, указано, что с инструментом для биопсии BARD MAGNUM можно использовать только иглы для биопсии BARD MAGNUM серии MN, производства BARD Peripheral Vascular Inc	
								Назначение	Игла для биопсии режущая, для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для использования в соответствии с потребностями заказчика	
								Совместимость	С многоразовой биопсийной системой BARD MAGNUM, имеющейся у Заказчика		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для использования с оборудованием, имеющимся у заказчика	
								Комплектация: Канюля	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для быстрой и легкой пункции мягких тканей	
								Комплектация: Стиллет	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для быстрой и легкой пункции мягких тканей и осуществления забора биоптата	
								Комплектация: Направляющая-спейсер	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для установки иглы в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части	
								Комплектация: Защитный кожух	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для дополнительной защиты от повреждений	
								Диаметр иглы	16	G	Значение характеристики не может изменяться участником	Обусловлено анатомическими особенностями и областью забора биоптата	
								Длина иглы	200	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Обусловлено анатомическими особенностями и областью забора биоптата	
								Цветовая маркировка	белая или фиолетовая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для быстрой и легкой идентификации	
								Возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником	Наличие		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для возможности проводить мультифокальную биопсию	
								Сантиметровые экзогенные метки на канюле иглы с шагом 10 мм	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для визуального контроля при введении	
								Ширина экзогенных меток	≥ 2	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для более точного наведения	
								Каждая пятая экзогенная метка с утолщением шириной 3,5 мм для более точного наведения иглы	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для более точного наведения	
								Коннектор для шприца	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для возможности присоединить шприц	
								Длина втулки канюли	≥ 21	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложом биопсийного пистолета	
								Ширина втулки канюли	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложом биопсийного пистолета	
								Высота втулки канюли	≥ 5	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложом биопсийного пистолета	
								Трехгранная лазерная заточка стилета	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для атравматичной пункции мягких тканей	
								Экзогенный наконечник стилета	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для визуального контроля при введении	
								Длина заборного лотка	≥ 19	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для захвата биопсийного образца	
3	MN 16x20 (для Magnum) MN1620 Игла для автоматической биопсийной системы Magnum 16Gx20cm (C.R.Bard)	10	штука	285010	Игла для биопсии мягких тканей, одноразового использования	32.50.13.110-00005166							

							Длина колпачка стилета	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для совместимости с ложом биопсийного пистолета
							Ширина колпачка стилета	≥ 5	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для совместимости с ложом биопсийного пистолета
							Высота колпачка стилета	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для совместимости с ложом биопсийного пистолета
							Форма спейсера	Эргономичная, с двумя подвижными держателями и специальным крючком для фиксации защитного тубуса иглы		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает крепкий захват спейсера без возможности выпадания из рук
							Устройство спейсера позволяет установить иглу в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части, снимается после установки иглы в биопсийную систему до момента закрытия иглы	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для установки иглы в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части
							Подтверждение совместимости с пистолетом	Технической документацией и инструкцией на указанное оборудование		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	На основании пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
							Оригинальные иглы производства BARD Peripheral Vascular Inc	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	На основании пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ). В руководстве по эксплуатации Инструмента для проведения биопсии BARD Magnum на страницах 111-114, указано, что с инструментом для биопсии BARD MAGNUM можно использовать только иглы для биопсии BARD MAGNUM серии MN, производства BARD Peripheral Vascular Inc
							Назначение	Игла для биопсии режущая, для проведения процедуры режущей (гильотиной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для использования в соответствии с потребностями заказчика
							Совместимость	С многоразовой биопсийной системой BARD MAGNUM, имеющейся у Заказчика		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для использования с оборудованием, имеющимся у заказчика
							Комплектация: Канюля	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для быстрой и легкой пункции мягких тканей
							Комплектация: Стиллет	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для быстрой и легкой пункции мягких тканей и осуществления забора биоптата
							Комплектация: Направляющая-спейсер	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для установки иглы в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части
							Комплектация: Защитный кожух	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для дополнительной защиты от повреждений
							Диаметр иглы	18	G	Значение характеристики не может изменяться участником	Обусловлено анатомическими особенностями и областью забора биоптата
							Длина иглы	200	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Обусловлено анатомическими особенностями и областью забора биоптата
							Цветовая маркировка	Розовая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение	Для быстрой и легкой идентификации
							Возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником	Наличие		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для возможности проводить мультифокальную биопсию
							Сантиметровые эхогенные метки на канюле иглы с шагом 10 мм	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для визуального контроля при введении
							Ширина эхогенных меток	≥ 2	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для более точного наведения
							Каждая пятая эхогенная метка с утолщением шириной 3,5 мм для более точного наведения иглы	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для более точного наведения

								Коннектор для шприца	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для возможности присоединить шприц
								Длина втулки канюли	≥ 21	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета
								Ширина втулки канюли	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета
								Высота втулки канюли	≥ 5	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета
								Трехгранная лазерная заточка стилета	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для атравматичной пункции мягких тканей
								Эхогенный наконечник стилета	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником	Для визуального контроля при введении
								Длина заборного лотка	≥ 19	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для захвата биопсийного образца
								Длина колпачка стилета	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета
								Ширина колпачка стилета	≥ 5	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета
								Высота колпачка стилета	≥ 15	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для совместимости с ложем биопсийного пистолета
								Форма спейсера	Эргономичная, с двумя полуподвижными держателями и специальным крючком для фиксации защитного тубуса иглы		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает крепкий захват спейсера без возможности выпадения из рук
								Устройство спейсера позволяет установить иглу в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части, снимается после установки иглы в биопсийную систему до момента закрытия иглы	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для установки иглы в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части
								Подтверждение совместимости с пистолетом	Технической документацией и инструкцией на указанное оборудование		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	На основании пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
								Оригинальные иглы производства BARD Peripheral Vascular Inc	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	На основании пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ). В руководстве по эксплуатации Инструмента для проведения биопсии BARD Magnum на страницах 111-114, указано, что с инструментом для биопсии BARD MAGNUM можно использовать только иглы для биопсии BARD MAGNUM серии MN, производства BARD Peripheral Vascular Inc